

## Gel zaštita za palčanu kost

### NAMJENA

- kod iskrivljene palčane kosti (*Hallux Valgus*)
- ugodna bandaža s posebnim udubljenjem za izbačenu palčanu kost
- sprečava pritisak obuće i iritaciju u predjelu palčane kosti, te opušta zglob palca za vrijeme hodanja

### UPORABA

- koristiti tijekom dana dok smo u pokretu, noću skidati
- ne stavljati direktno na otvorene rane
- kod dijabetesa i problema cirkulacije konzultirati liječnika

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **UNIVERZALNA**

## Noćna proteza za palčanu kost

### NAMJENA

- proteza služi kako bi se iskrivljeni palac (*Hallux Valgus*) preko noći držao u uspravnom položaju čime se rasterećuje preopterećen, bolan i natečen zglob palca
- kontinuirano nošenje proteze sprečava pogoršanje problema palčane kosti, opušta cijelo stopalo i u velikoj mjeri uklanja bol

### UPORABA

- protezu nositi za vrijeme spavanja
- proteza se stavlja s unutarnje strane iskrivljenog palca, te se učvršćuje na metatarzalnom dijelu stopala



Veličina: **S - L** (37/40) **D** (37/40)  
**L - L** (41/45) **D** (41/45)

## Gel zaštitna rola

### NAMJENA

- elastična tuba sa slojem gela na jednoj strani
- koristimo je kao zaštitu prstiju kod natisaka, kurjih očiju, ozljeda i iritacije

### UPORABA

- tubu rezati na željenu duljinu i dobiveni prsten stavljati na ugrožena mjesta nožnog prsta

### SASTAV

- triblok polimer gel, pamučna vlakna 80%, vlakna lycra 20%

### PAKIRANJE

- rola 72 cm, 1 komad

Veličina: **S L**

## Silikonski anatomski ulošci

### NAMJENA

- anatomski ulošci izrađeni od silikona u dvije tvrdoće - mekšeg plavog i tvrdog prozirnog
- mekši dio uloška amortizira pritisak na kritičnim mjestima metataralnog područja i pete te na taj način smanjuje bol u kukovima i koljenima
- tvrdi dio uloška podupire uzdužni i poprečni svod
- pomaže kod bolova stopala, koljena i kukova

### UPORABA

- nositi u zatvorenoj obući

### SASTAV

- silikon

Veličina: **37/38 39/40 41/42 43/44**

medi**plus**+

Zagreb • Zagrebačka avenija 3

Tel: 01 36 88 680

Fax: 01 36 88 690

medi-plus@zg.t-com.hr

[www.mediplus.hr](http://www.mediplus.hr)

# Geliney

## Proizvodi za zaštitu nožnih prstiju



## Gel naprstak



### NAMJENA

- štiti kod ozljeda prsta i nokta
- idealna zaštita kod amputacija, oštećenja krajeva živaca, ozljeda, urasloga nokta

### UPORABA

- naprstak adekvatne veličine navući na prst
- za višekratnu uporabu
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **S L**

## Naprstak



### NAMJENA

- štiti kod ozljeda nožnog prsta i nokta
- idealna zaštita kod amputacija, oštećenja krajeva živaca, ozljeda, urasloga nokta.

### UPORABA

- naprstak adekvatne veličine navući na problematični prst
- za višekratnu uporabu.
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel, pamučna vlakna 80%, vlakna lycra 20%

Veličina: **S L**

## Gel disk prsten

### NAMJENA

- elastični prsten s ugradbenim gel diskom prijanja na bolno mjesto
- sprečava pritisak obuće na kritično mjesto, te trenutno uklanja bol
- kod natisaka, kurjih očiju i ozljeda

### UPORABA

- naprstak adekvatne veličine navući na prst tako da gel disk dođe u kontakt s kritičnom točkom
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel, pamučna vlakna 80%, vlakna lycra 20%

Veličina: **S M L**

## Gel prsten



### NAMJENA

- nakon ozljede nožnog prsta i nokta
- izolira ozlijeđeni prst i onemogućava iritaciju za vrijeme hoda.

### UPORABA

- naprstak adekvatne veličine navući na problematični prst
- za višekratnu uporabu.
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **S L**

## Gel separator

### NAMJENA

- separatori mjesečastog oblika dizajnirani su za savršeno prijanjanje između nožnih prstiju
- otklanja pritisak između nožnih prstiju za vrijeme kretanja

### UPORABA

- separator adekvatne veličine staviti u prostor između nožnih prstiju tako da je dulja strana gore a kraća strana dolje
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **S M L**

Pakiranje: **3 kom**

## Gel separator za palac

### NAMJENA

- odvaja nožni palac od susjednog prsta za vrijeme kretanja
- kod prekrštenih prstiju, kod stisnutih prstiju, kod iskrivljene palčane kosti (*Hallux Valgus*), nakon operacije *Hallux Valgus-a*

### UPORABA

- separator adekvatne veličine staviti u prostor između palca i susjednog prsta
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **S M L**

Pakiranje: **2 kom**

## Gel umetak za nožne prste

### NAMJENA

- korektivni umetak za zavrnutu "čekičaste" prste
- ispunjava prostor ispod nožnih prstiju i olakšava kretanje.

### UPORABA

- navući prsten na drugi prst stopala te umetak postaviti ispod prstiju većom stranom prema palcu
- pranje u mlakoj vodi, sušenje na zraku

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **UNIVERZALNA**

## Gel ovalna zaštita

### NAMJENA

- zaštita dijelova stopala koja su podložna stalnoj iritaciji i pritisku kod kretanja
- trenutno nestaje bol
- za vrijeme kretanja štiti od iritacije nastale neadekvatnom obućom

### UPORABA

- na kritično mjesto zalijepimo prsten adekvatne veličine, a iritirano mjesto mora biti u sredini prstena
- za višekratnu uporabu

### SASTAV

- triblok polimer gel

Veličina: **S L**

Pakiranje: **6 4**

## Filc ovalna zaštita

### NAMJENA

- zaštita dijelova stopala koja su podložna stalnoj iritaciji i pritisku kod kretanja
- trenutno nestaje bol
- za vrijeme kretanja štiti od iritacije nastale neadekvatnom obućom

### UPORABA

- na kritično mjesto zalijepimo prsten adekvatne veličine, a iritirano mjesto mora biti u sredini prstena
- za višekratnu uporabu

### SASTAV

- vunena vlakna 50%, viskozna vlakna 50%

Veličina: **S L**

Pakiranje: **6 4**